



Vorbereitung der Aufhängung

Richten Sie die SI-Schaukel möglichst raummittig unterhalb der Deckenschienen aus. Die Schaukel kann an 4, 2 oder an einem Einzelpunkt aufgehängt werden.



Aufhängesysteme

1) Aufhängeseil mit Stellacht



2) „Duck“-Aufhängeseil oder 3) Komfort-Höheneinsteller



Anwendungsmöglichkeiten

Ergänzen Sie Elastikbänder-Sets zur Aufhängung und erleben Sie das Schaukeln in 3ter Dimension



Im Stehen...
Im Sitzen...
Im Liegen...



Mit der SI-Schaukel kann man in alle Richtungen und auch im Kreis schaukeln.

Abheben mit dem Schwebekorb



Ab in die Höhle



Sicherheitshinweis:

SI-Schaukeln sind für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden Bewegungen keine Kinder im Pendelbereich oder unterhalb der Schaukel aufhalten!




Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Spezifikation

Material: allseitig gepolsterte Multiplexplatte
Mit abnehmbaren Cordur-Bezug

Gewicht: ca. 18kg

Hauptmaße:



Cordura® ist ein extrem strapazierfähiges Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem extrudiertem Spezialgarn. Das Fabrikat ist besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Pflege

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Der komplette Bezug lässt sich durch einen Reißverschluss zur Reinigung leicht abnehmen. Wir empfehlen Handwäsche. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört. Bei Reinigung in der Waschmaschine erkundigen Sie sich bitte vorab bei Ullewaeh! über entsprechende Empfehlungen.

Lieferumfang

- 1 Stück SI-Schaukel mit:
 - 4 Seilen à 2m mit Stellacht
 - 4 Sicherheitskarabiner
 - 4 Schutztaschen

Empfohlene Ergänzungen

050-295 Schwebekorbbezug
050-3140 Aufhänageset Komfort
050-3141 Aufhänageset Elastik

Kontakt:

Telefon: +41 (0) 32 393 71 56

Email: info@kinderspielewelt.ch

Produktanleitung:

SI-Schaukel

Datum: 10/2016

Art-Nr: 050-25



Beschreibung

Die SI-Schaukeln bieten hohe Qualität und maximale Stoßsicherheit für entspannte Therapien. Durch Einstellung einer sehr niedrigen Schaukelhöhe, ist ein gleichförmiges schwebendes Schaukeln für sehr vorsichtige Patienten oder ängstliche Kinder realisierbar. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil in der Behandlung von Kindern und Erwachsenen und sollen vor allen Dingen Gleichgewichtsreaktionen verbessern, aber auch Schwerkrafterfahrungen vermitteln.

Die größere Kombi-Plus Schaukel bietet mit 2 unterschiedlich harten Oberflächen zusätzlich die Möglichkeit, den Härtegrad des Bodens zu ändern. Hierzu wird der die Bodenplatte einfach herausgenommen und gedreht wieder eingesetzt.